

### Tipo de tinción de ADN

Fuente de excitación	Bromuro de Etidio	SmartGlow™ SYBR® Green
	SmartDoc base de iluminación azul	<b>No recomendado</b>
Transiluminador de luz azul	E5001-ORANGE Filtro PMMA naranja	E5001-ORANGE Filtro PMMA naranja
Transiluminador UV	E5001-590 Filtro de 590nm	E5001-535 Filtro de 535nm

#### Para una calidad de imagen óptima:

- Quita la funda del teléfono
- Alinee la lente de la cámara con el filtro de fotos



E5001-ORANGE Filtro PMMA naranja (uso con luz azul)



E5001-535 Filtro de 535nm (uso con UV)



E5001-590 Filtro de 535nm (uso con UV)